

***Poštovani,***

Imamo testove dokazivanja antigena u stolici (Stool antigen -StAg) za *H. pylori* kojima se dokazuje aktivna infekcija.

**Uzorke stolice za StAg testiranje treba dostaviti u količini > 1 grama u standardnoj zatvorenoj posudi za uzorkovanje. Pacijenti **NE TREBA** da uzimaju antibiotike 4 nedelje, niti inhibitore protonske pumpe i preparate bizmuta unutar 2 nedelje od testiranja.**

### **Dodatne informacije koje treba poslati**

Molim tačno popunite uput za slanje uključujući Vašu adresu i broj telefona, neophodne podatke pacijenta (uzorak), glavne simptome, nedavnu istoriju putovanja.

### **Vreme povratnih informacija**

Detekcija antigena *H. pylori* u stolici: 20 dana

- Za bliže informacije laboratorijskih usluga videti [http://www.izjz-nis.org.rs/korisnici/korisnici\\_mikro\\_camp.html](http://www.izjz-nis.org.rs/korisnici/korisnici_mikro_camp.html)

**11.07.2012., pripremila:**

**Dr sci. med Tatjana Babić**